

系统配置-对接三方评测-需求说明

本文档依据《涉及第三方评测功能模块具体字段及交互说明》中「系统配置 - 第三方评测平台接入」内容整理，完整对照原始需求，逐页列出字段、字段说明及页面交互说明。

一、评测平台管理页

页面按钮：新增评测平台

字段及字段说明

字段	字段说明
筛选项	支持关键词搜索 支持按照对接协议、启用状态筛选
平台名称	取自用户新增评测平台表单页
平台简介	取自用户新增评测平台表单页，超出15字省略展示
评测维度	取自用户新增评测平台表单页
提供方	取自用户新增评测平台表单页
启用状态	取自用户新增评测平台表单页，当评测平台启用时，统一准入评测沙盒模块展示对应评测平台页面
联通状态	根据联通测试结果自动显示
行内操作	编辑/删除/联通测试

页面交互说明

- 点击【新增评测平台】，进入新增评测平台页
- 点击【编辑】，继续填写新增评测平台页信息
- 点击【删除】，弹出“确认是否删除”，确认后记录从列表页删除

二、草稿列表页

字段及字段说明

字段	字段说明
筛选项	支持关键词搜索 支持按照对接协议、启用状态筛选
平台名称	取自用户新增评测平台表单页
平台简介	取自用户新增评测平台表单页，超出15字省略展示
评测维度	取自用户新增评测平台表单页
提供方	取自用户新增评测平台表单页
启用状态	取自用户新增评测平台表单页
联通状态	根据联通测试结果自动显示
最后编辑时间	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
行内操作	编辑/删除

三、新增评测平台页

页面按钮：暂存、联通测试、提交

① 基本信息

字段	字段说明
平台名称	用户填写，限50字
平台简介	选填，限200字
提供方	团队名称
邮箱	用户填写

② 技术信息

字段	字段说明
URL地址	目标 API 的完整网络地址，如 https://example.com/api
API key	目标 API 的完整网络地址的鉴权凭证
超时时间	请求响应的超时阈值（单位：秒，建议根据网络环境设置合理值）

③ 参数配置

Query Parameters

字段	字段说明
name	评测平台请求参数名
Mapping name	管理平台映射请求参数名
行内操作	 添加

Response Parameters

字段	字段说明
name	评测平台返回参数名
Mapping name	管理平台映射返回参数名
行内操作	 添加

页面交互说明

- 点击【暂存】，记录进入草稿列表页
- 点击【联通测试】按钮：
 - “联通成功”弹出“测试验证正常”弹窗；
 - “联通失败”弹出“测试验证异常，请再次检查技术信息填写内容（错误代码和错误原因返回）”弹窗
- 点击【提交】按钮：
 - “提交成功”弹出“提交成功”弹窗
 - “提交失败”弹出“提交失败，请再次检查表单填写内容”弹窗
- （备注：未完成测试或测试未通过，“提交按钮”置灰，并提示用户“当前无法提交注册，请完成连通测试并确保可正常连通”）

四、评测平台信息详情页

页面按钮：返回

① 基本信息

字段	字段说明
平台名称	取自用户新增评测平台表单页
平台简介	取自用户新增评测平台表单页
提供方	取自用户新增评测平台表单页

字段	字段说明
电话号码	取自用户新增评测平台表单页
邮箱	取自用户新增评测平台表单页

② 技术信息

字段	字段说明
URL地址	目标 API 的完整网络地址，如 https://example.com/api
API key	目标 API 的完整网络地址的鉴权凭证
超时时间	请求响应的超时阈值（单位：秒，建议根据网络环境设置合理值）

③ 参数配置

Query Parameters

字段	字段说明
name	取自用户新增评测平台表单页
Mapping name	取自用户新增评测平台表单页

Response Parameters

字段	字段说明
name	取自用户新增评测平台表单页
Mapping name	取自用户新增评测平台表单页

页面交互说明

- 点击【返回】，返回到上一页

五、系统预置评测平台

系统预置 medbench、CP-Env、MedAgentbench 3 种评测平台，支持用户开箱即用。3 种预置平台默认展示在「评测平台管理页」列表中；用户需按各平台配置数据后，将「启用状态」开启，启用后统一准入评测沙盒模块展示对应评测平台页面。以下按平台分别说明。

（一）medbench

① 基本信息

字段	配置内容
平台名称	medbench
平台简介	上海AI实验室（浦江实验室）联合瑞金医院出品；基于OpenCompass（司南）的中文医疗大模型开放评测平台
评测维度	临床任务规划与推理/医疗工具调用与执行/医疗场景感知与交互/记忆与上下文保持/医疗多智能体协作
提供方	浦江实验室
邮箱	medbench@pjlab.org.cn

② 部署环境

字段	配置内容
部署形态	云端SaaS平台
部署状态	无需部署
Python版本	无要求
容器镜像地址（Docker容器）	—
服务端口（Docker容器）	—
任务服务器端口（Docker容器）	—
源码仓库（pip安装）	—

③ 评估方式

字段	配置内容
评估方式	内置评估器
模型名称（裁判大模型）	—
Base URL（裁判大模型）	—
API Key（裁判大模型）	—
脚本代码（python脚本）	—

（二）CP-Env

① 基本信息

字段	配置内容
平台名称	CP-Env
平台简介	模拟完整临床诊疗流程（挂号→问诊→诊断→治疗→随访）；同时模拟病人AI和医生AI进行交互式诊疗过程；评估临床效果（Clinical Efficacy）、流程

字段	配置内容
	能力（Process Competency）、职业医德（Professional Ethics）三维指标
评测维度	Clinical Efficacy/Process Competency/Professional Ethics
提供方	上海交通大学&香港中文大学
邮箱	xiaofan.zhang@sjtu.edu.cn

② 部署环境

字段	配置内容
部署形态	pip安装
部署状态	根据具体部署情况而定
Python版本	常规3.x即可
容器镜像地址（Docker容器）	—
服务端口（Docker容器）	—
任务服务器端口（Docker容器）	—
源码仓库（pip安装）	https://github.com/SPIRAL-MED/CP_ENV

③ 评估方式

字段	配置内容
评估方式	大裁判模型
模型名称（裁判大模型）	官方未固定推荐模型，需自备（要求具备function-calling能力）
Base URL（裁判大模型）	需自行配置（无公开默认值）
API Key（裁判大模型）	需自行配置（无公开默认值）
脚本代码（python脚本）	—

（三）MedAgentbench

① 基本信息

字段	配置内容
平台名称	MedAgentbench
平台简介	斯坦福大学团队发布，通过本地部署的FHIR标准电子病历服务器与智能体实时交互，评测其在300个由执业医师编写的临床任务中的表现，配套100个虚拟病人档案（超70万条数据元素）
评测维度	Patient information retrieval / Lab result retrieval / Patient data aggregation / Recording patient data / Test ordering / Referral

字段	配置内容
	ordering / Medication ordering
提供方	斯坦福大学
邮箱	—

② 部署环境

字段	配置内容
部署形态	本地Docker部署
部署状态	根据具体部署情况而定
Python版本	3.9
容器镜像地址（Docker容器）	jyxsu6/medagentbench:latest
服务端口（Docker容器）	8080
任务服务器端口（Docker容器）	5000-5015
源码仓库（pip安装）	https://github.com/stanfordmlgroup/MedAgentBench

③ 评估方式

字段	配置内容
评估方式	python脚本
模型名称（裁判大模型）	—
Base URL（裁判大模型）	—
API Key（裁判大模型）	—
脚本代码（python脚本）	python -m src.client.agent_test --config configs/agents/api_agents.yaml --agent gpt-4o-mini python -m src.start_task -a python -m src.assigner

六、统一准入评测沙盒（三方评测新增模块）

统一准入评测沙盒模块下设「安全性评测」与三方评测平台评测入口。在「系统配置 - 第三方评测平台接入」中完成评测平台配置并将「启用状态」开启后，评测沙盒模块即展示对应评测平台的功能页面。现有 demo 的全部内容归为「安全性评测」模块；本章补充新增的三方评测平台模块内容，按平台分别说明。每个平台均包含：评测任务管理页（全部 / 草稿 / 评测中 / 评测通过 / 退回修改 5 个列表页）、新建评测任

务页、评测结果详情页。面向角色：信息科管理员、科室管理员。以下按平台分别完整列出各页面字段、字段说明及页面交互，不做抽象归并；时间格式统一为 YYYY-MM-DD HH:mm:ss。

（一）浦江实验室评测（medbench）

平台标识：评测平台=浦江实验室智能体评测；评测维度=临床任务规划与推理/医疗工具调用与执行/医疗场景感知与交互/记忆与上下文保持/医疗多智能体协作；智能体版本示例=1.0/1.1/2.0/2.1/.....

5 个列表页的医小管欢迎语（气泡提示/窗口内一致）：您好，我是医小管。全院 x 个智能体通过安全性评测，浦江实验室评测中 x 个、评测通过 x 个、退回修改 x 个，在气泡里点对应状态即可直接分类查看详情。
引导动作：点击对应状态气泡，进入对应状态列表页。
触发时机：进入对应列表页。

2.1 评测任务管理页·全部列表页

页面按钮：新建评测任务

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 支持按照评测状态筛选
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/2.0/2.1/.....
评测平台	浦江实验室智能体评测
评测维度	临床任务规划与推理/医疗工具调用与执行/医疗场景感知与交互/记忆与上下文保持/医疗多智能体协作
评测状态	草稿/评测中/评测通过/退回修改

页面交互说明

- 点击【新建评测任务】，进入新建评测任务页
- 点击【查看详情】，进入评测结果详情页
- 点击【编辑】，进入新建评测任务页（保留已编辑内容）
- 点击【删除】，评测任务从当前列表中删除

2.2 评测任务管理页·草稿列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 最后编辑时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/2.0/2.1/.....
评测平台	浦江实验室智能体评测
评测维度	临床任务规划与推理/医疗工具调用与执行/医疗场景感知与交互/记忆与上下文保持/医疗多智能体协作
最后编辑时间	格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情/编辑/删除

2.3 评测任务管理页·评测中列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 提交评测时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/2.0/2.1/.....
评测平台	浦江实验室智能体评测
评测维度	临床任务规划与推理/医疗工具调用与执行/医疗场景感知与交互/记忆与上下文保持/医疗多智能体协作
提交评测时间	任务提交评测的时间；格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情

2.4 评测任务管理页·评测通过列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 评测完成时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/2.0/2.1/.....
评测平台	浦江实验室智能体评测
评测维度	临床任务规划与推理/医疗工具调用与执行/医疗场景感知与交互/记忆与上下文保持/医疗多智能体协作
评测结果	系统综合评测结果；枚举值：评测通过
评测结果说明	系统对评测结果的简要说明；超出30字省略显示，悬浮展示完整内容
评测完成时间	任务提交评测的时间；格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情

2.5 评测任务管理页·退回修改列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 评测完成时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/2.0/2.1/.....
评测平台	浦江实验室智能体评测
评测维度	临床任务规划与推理/医疗工具调用与执行/医疗场景感知与交互/记忆与上下文保持/医疗多智能体协作
评测结果	系统综合评测结果；枚举值：退回修改
评测结果说明	系统对评测结果的简要说明；超出30字省略显示，悬浮展示完整内容
评测完成时间	任务提交评测的时间；格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情

2.6 新建评测任务页

页面按钮：返回

字段	字段说明
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/2.0/2.1/.....
评测平台	浦江实验室智能体评测 https://medbench.opencompass.org.cn/medbench-submission
评测维度	临床任务规划与推理/医疗工具调用与执行/医疗场景感知与交互/记忆与上下文保持/医疗多智能体协作

页面交互说明

- 点击【返回】按钮，将当前填写内容保存为草稿
- 点击【评测平台入口链接】，自动跳转至浦江实验室智能体评测入口

2.7 评测结果详情页

页面按钮：评测结果报告查看/下载、返回

2.7.1 智能体基本信息

字段	字段说明
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/2.0/2.1/.....

2.7.2 最新评测结果总览

字段	字段说明
核心结论	评测通过/退回修改
具体说明	根据评测规则说明具体原因

2.7.3 最新评测结果详情

- ① 表格呈现：评测维度（临床任务规划与推理/医疗工具调用与执行/医疗场景感知与交互/记忆与上下文保持/医疗多智能体协作）、各评测维度得分、评测完成时

间（每次评测完成的时间，格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss）

- ② 柱状图呈现：以柱状图形式将各评测维度得分进行呈现

2.7.4 历次评测结果详情

- ① 表格呈现：历次评测时间（按每次评测完成时间排序）、评测维度、各评测维度历次得分、历次评测结论（呈现得分和评测通过/退回修改结论）
- ② 折线图呈现：历次评测时间、各评测维度历次得分

页面交互说明

- 点击【评测结果报告查看】按钮，在线预览评测结果报告
- 点击【评测结果报告下载】按钮，下载评测结果报告 pdf 版本或 word 版本
- 点击【返回】按钮，返回到进入评测结果详情页前的上一页
- 医小管欢迎语：您好，我是医小管。当前为您展示【智能体名称】的浦江实验室评测结果详情，有什么评测结果相关问题可以直接问我~【评测结果报告下载】

（二）CP-Env

平台标识：评测平台=CP-Env 评测；评测维度=Clinical Efficacy/Process Competency/Professional Ethics；智能体版本示例=1.0/1.1/3.0/3.1/.....

5个列表页的医小管欢迎语（气泡提示/窗口内一致）：您好，我是医小管。全院 x 个智能体通过安全性评测，CP-Env 评测中 x 个、评测通过 x 个、退回修改 x 个，在气泡里点对应状态即可直接分类查看详情。

引导动作：点击对应状态气泡，进入对应状态列表页。

触发时机：进入对应列表页。

3.1 评测任务管理页·全部列表页

页面按钮：新建评测任务

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 支持按照评测状态筛选
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/3.0/3.1/.....

字段	字段说明
评测平台	CP-Env 评测
评测维度	Clinical Efficacy/Process Competency/Professional Ethics
评测状态	草稿/评测中/评测通过/退回修改

页面交互说明

- 点击【新建评测任务】，进入新建评测任务页
- 点击【查看详情】，进入评测结果详情页
- 点击【编辑】，进入新建评测任务页（保留已编辑内容）
- 点击【删除】，评测任务从当前列表中删除

3.2 评测任务管理页·草稿列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 最后编辑时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/3.0/3.1/.....
评测平台	CP-Env 评测
评测维度	Clinical Efficacy/Process Competency/Professional Ethics
最后编辑时间	格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情/编辑/删除

3.3 评测任务管理页·评测中列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 提交评测时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）

字段	字段说明
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/3.0/3.1/.....
评测平台	CP-Env 评测
评测维度	Clinical Efficacy/Process Competency/Professional Ethics
提交评测时间	任务提交评测的时间；格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情

3.4 评测任务管理页·评测通过列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 评测完成时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/3.0/3.1/.....
评测平台	CP-Env 评测
评测维度	Clinical Efficacy/Process Competency/Professional Ethics
评测结果	系统综合评测结果；枚举值：评测通过
评测结果说明	系统对评测结果的简要说明；超出30字省略显示，悬浮展示完整内容
评测完成时间	任务提交评测的时间；格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情

3.5 评测任务管理页·退回修改列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 评测完成时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）

字段	字段说明
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/3.0/3.1/.....
评测平台	CP-Env 评测
评测维度	Clinical Efficacy/Process Competency/Professional Ethics
评测结果	系统综合评测结果；枚举值：退回修改
评测结果说明	系统对评测结果的简要说明；超出30字省略显示，悬浮展示完整内容
评测完成时间	任务提交评测的时间；格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情

3.6 新建评测任务页

页面按钮：开始评测、暂存

字段	字段说明
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/3.0/3.1/.....
评测平台	CP-Env 评测
评测维度	Clinical Efficacy/Process Competency/Professional Ethics

页面交互说明

- 点击【开始评测】按钮，评测中列表页新增一条记录
- 点击【暂存】按钮，将当前填写内容保存为草稿

3.7 评测结果详情页

页面按钮：评测结果报告查看/下载、返回

3.7.1 智能体基本信息

字段	字段说明
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称

字段	字段说明
智能体版本	1.0/1.1/3.0/3.1/.....

3.7.2 最新评测结果总览

字段	字段说明
核心结论	评测通过/退回修改
具体说明	根据评测规则说明具体原因

3.7.3 最新评测结果详情

- ① 表格呈现：评测维度（Clinical Efficacy/Process Competency/Professional Ethics）、各评测维度得分、评测完成时间（每次评测完成的时间，格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss）
- ② 柱状图呈现：以柱状图形式将各评测维度得分进行呈现

3.7.4 历次评测结果详情

- ① 表格呈现：历次评测时间（按每次评测完成时间排序）、评测维度、各评测维度历次得分、历次评测结论（呈现得分和评测通过/退回修改结论）
- ② 折线图呈现：历次评测时间、各评测维度历次得分

页面交互说明

- 点击【评测结果报告查看】按钮，在线预览评测结果报告
- 点击【评测结果报告下载】按钮，下载评测结果报告 pdf 版本或 word 版本
- 点击【返回】按钮，返回到进入评测结果详情页前的上一页
- 医小管欢迎语：您好，我是医小管。当前为您展示【智能体名称】的 CP-Env 评测结果详情，有什么评测结果相关问题可以直接问我~【评测结果报告下载】

（三）MedAgentBench

平台标识：评测平台=MedAgentBench 评测；评测维度=Patient information retrieval / Lab result retrieval / Patient data aggregation / Recording patient data / Test ordering / Referral ordering / Medication ordering；智能体版本示例=1.0/1.1/4.0/4.1/.....

5 个列表页的医小管欢迎语（气泡提示/窗口内一致）：您好，我是医小管。全院 x 个智能体通过安全性评测，MedagentBench 评测中 x 个、评测通过 x 个、退回修改 x 个，在气泡里点对应状态即可直接分类查看详情。

引导动作：点击对应状态气泡，进入对应状态列表页。

触发时机：进入对应列表页。

4.1 评测任务管理页·全部列表页

页面按钮：新建评测任务

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 支持按照评测状态筛选
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/4.0/4.1/.....
评测平台	MedAgentBench 评测
评测维度	Patient information retrieval / Lab result retrieval / Patient data aggregation / Recording patient data / Test ordering / Referral ordering / Medication ordering
评测状态	草稿/评测中/评测通过/退回修改

页面交互说明

- 点击【新建评测任务】，进入新建评测任务页
- 点击【查看详情】，进入评测结果详情页
- 点击【编辑】，进入新建评测任务页（保留已编辑内容）
- 点击【删除】，评测任务从当前列表中删除

4.2 评测任务管理页·草稿列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 最后编辑时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称

字段	字段说明
智能体版本	1.0/1.1/4.0/4.1/.....
评测平台	MedAgentBench 评测
评测维度	Patient information retrieval / Lab result retrieval / Patient data aggregation / Recording patient data / Test ordering / Referral ordering / Medication ordering
最后编辑时间	格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情/编辑/删除

4.3 评测任务管理页·评测中列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 提交评测时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/4.0/4.1/.....
评测平台	MedAgentBench 评测
评测维度	Patient information retrieval / Lab result retrieval / Patient data aggregation / Recording patient data / Test ordering / Referral ordering / Medication ordering
提交评测时间	任务提交评测的时间；格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情

4.4 评测任务管理页·评测通过列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 评测完成时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称

字段	字段说明
智能体版本	1.0/1.1/4.0/4.1/.....
评测平台	MedAgentBench 评测
评测维度	Patient information retrieval / Lab result retrieval / Patient data aggregation / Recording patient data / Test ordering / Referral ordering / Medication ordering
评测结果	系统综合评测结果；枚举值：评测通过
评测结果说明	系统对评测结果的简要说明；超出30字省略显示，悬浮展示完整内容
评测完成时间	任务提交评测的时间；格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情

4.5 评测任务管理页·退回修改列表页

字段	字段说明
筛选项	关键词搜索框 评测完成时间排序
序号	系统自动生成，按提交时间倒序递增编号；支持翻页连续编号；1、2、3.....
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/4.0/4.1/.....
评测平台	MedAgentBench 评测
评测维度	Patient information retrieval / Lab result retrieval / Patient data aggregation / Recording patient data / Test ordering / Referral ordering / Medication ordering
评测结果	系统综合评测结果；枚举值：退回修改
评测结果说明	系统对评测结果的简要说明；超出30字省略显示，悬浮展示完整内容
评测完成时间	任务提交评测的时间；格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
行内操作	查看详情

4.6 新建评测任务页

页面按钮：开始评测、暂存

字段	字段说明
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/4.0/4.1/.....
评测平台	MedAgentBench 评测
评测维度	Patient information retrieval / Lab result retrieval / Patient data aggregation / Recording patient data / Test ordering / Referral ordering / Medication ordering

页面交互说明

- 点击【开始评测】按钮，评测中列表页新增一条记录
- 点击【暂存】按钮，将当前填写内容保存为草稿

4.7 评测结果详情页

页面按钮：评测结果报告查看/下载、返回

4.7.1 智能体基本信息

字段	字段说明
智能体编号	取自智能体注册信息详情页；科室编号-准入顺序号（如0001）
智能体名称	取自智能体注册信息详情页；点击名称跳转“智能体详情页”；超出10字省略处理，悬浮展示完整名称
智能体版本	1.0/1.1/4.0/4.1/.....

4.7.2 最新评测结果总览

字段	字段说明
核心结论	评测通过/退回修改
具体说明	根据评测规则说明具体原因

4.7.3 最新评测结果详情

- ① 表格呈现：评测维度（Patient information retrieval / Lab result retrieval / Patient data aggregation / Recording patient data / Test ordering / Referral ordering / Medication ordering）、各评测维度得分、评测完成时间（每次评测完成的时间，格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss）
- ② 柱状图呈现：以柱状图形式将各评测维度得分进行呈现

4.7.4 历次评测结果详情

- ① 表格呈现：历次评测时间（按每次评测完成时间排序）、评测维度、各评测维度历次得分、历次评测结论（呈现得分和评测通过/退回修改结论）
- ② 折线图呈现：历次评测时间、各评测维度历次得分

页面交互说明

- 点击【评测结果报告查看】按钮，在线预览评测结果报告
- 点击【评测结果报告下载】按钮，下载评测结果报告 pdf 版本或 word 版本
- 点击【返回】按钮，返回到进入评测结果详情页前的上一页
- 医小管欢迎语：您好，我是医小管。当前为您展示【智能体名称】的 MedagentBench 评测结果详情，有什么评测结果相关问题可以直接问我~【评测结果报告下载】